

EMBRACE™ OPAQUER WetBond™



EMBRACE™ WetBond™ OPAQUER

Couvre les imperfections et le métal • Élimine les colorations • Photopolymérisable • Hydrophile
Ne contient pas de Bisphénol A, ni de Bis-GMA, ni de dérivés de BPA

Cinq teintes disponibles :

Blanc (EMO1) / Blanc cassé (EMO2) / Jaune clair (EMO3) / Rose (EMO4) / Jaune foncé (EMO5)

SOMMAIRE

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Description du produit | 3. Précaution |
| 2. Mode d'emploi | 4. Stockage et manutention |

DESCRIPTION

Embrace WetBond Opaquer Esthétique existe en cinq nuances d'opacification pour la dentisterie esthétique. Ces nuances peuvent être mélangées ensemble afin de produire une gamme plus large de couleur. Embrace WetBond Opaquer Esthétique est utilisé pour masquer les métaux et les surfaces des dents décolorées afin d'améliorer l'esthétique

Embrace WetBond Opaquer bénéficie de tous les avantages de la technologie des résines Embrace. Il se comporte favorablement en milieu buccal humide et forme des liaisons chimiques sur des surfaces métalliques, céramiques et des dents. Le matériau se place facilement avec un pinceau pour une application rapide. Embrace WetBond Opaquer se photo-polymérise avec tous types de lumière. Le temps de photo-polymérisation, avec une lampe halogène avec un minimum de 300 mW / cm², est de 20 secondes. Une lampe à photo-polymérisation plus puissante réduit le temps de polymérisation.

Note: Appliquer Embrace WetBond Opaquer sur la surface des dents légèrement humides. Les surfaces en céramique et métallique doivent être sèches avant d'appliquer Opaquer.

2 - MODE D'EMPLOI

Les surfaces céramiques et métalliques doivent être sèches avant d'appliquer Embrace WetBond Opaquer. Les surfaces des dents doivent être légèrement humides : c'est-à-dire qu'elles ne doivent présenter ni sécheresse ni excès d'eau ; enlever l'excès d'eau avec de l'air comprimé ou une boulette de coton. La surface de la dent doit être brillante. Une surface trop humide entraînera un manque d'adhésion.

1. Préparer les surfaces de la manière suivante :

- a. Faire une micro abrasion sur le métal ou amalgame.
- b. Faire une micro abrasion sur la céramique ou mordancer avec Porcelain Etch Gel de Pulpdent pendant deux minutes. Suivre attentivement les instructions d'utilisation de gel de mordantage
- c. Il ne est pas nécessaire de mordancer la dentine ou l'émail.

2. Si souhaité, appliquer d'abord Embrace First-Coat, Pulpdent DenTASTIC UNO ou votre adhésif habituel sur la surface préparée. Cette étape est facultative.

3. À l'aide d'une pointe de pinceau ou d'un applicateur, appliquer Embrace WetBond Opaquer sur la surface gravée ou mordancée.

4. Photo-polymériser. Embrace WetBond Opaquer polymérise avec toutes les lampes. Le temps de durcissement pour une lampe halogène avec un minimum de 300 mW / cm² est de 20 secondes..

5. Procéder à la restauration en utilisant vos matériaux préférés.

3 - PRÉCAUTION

Les résines non durcis peuvent irriter les yeux ou la peau au contact. Les professionnels dentaires doivent porter des lunettes de sécurité et des gants chirurgicaux.

4 - STOCKAGE ET MANUTENTION

- Conserver hermétiquement le produit clos dans le contenant original à température ambiante fraîche. Evitez la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources de combustion.
- La durée de vie du produit non ouvert est de 2 ans à compter de la date de fabrication.
- Reboucher immédiatement après usage.

PULPDENT®
INNOVATION DENTAIRE DEPUIS 1947

Les produits de la marque Pulpdent sont des dispositifs médicaux de classe I et IIa, selon la réglementation EC - Directive MDD 93/42/EEC. Ces produits sont réservés à l'usage exclusif des dentistes. Lire attentivement les informations figurant sur la notice.



Importateur : OPSYSE

1480, avenue d'Arménie - Pôle d'activité Yvon Morandat - 13120 GARDANNE - Tél: 04 42 04 32 68 / Fax: 04 85 25 26 61

www.pulpdent.fr - contact@pulpdent.fr